

8000T UltraCool

Termal Transfer Etiketi -80°C'ye Kadar Sıcaklıklara Dayanabilir

Mikro organizmalar, serum, biyolojik bileşenler ve laboratuvar örneklerinin ultra düşük sıcaklıktaki dondurucu ortamlarında güvenilir bir şekilde tanımlanabilmesi, tıbbi araştırmaların doğruluğu ve laboratuvar işlemlerinin verimliliği için hayati önem taşır. Ultra düşük dondurucu ortamlarına yalnızca belirli etiketler dayanabilir. Etiket okunamaz hale gelirse veya kaybolursa, bir klinik araştırmanın başarısını etkileyebilir veya numune ve örnek israfına ve örneklerin yeniden toplanması ve test edilmesi ihtiyacına yol açarak hastanın teşhis ve tedavisini potansiyel olarak geciktirebilir. Zebra'nın 8000T UltraCool ürünü, daha dayanıklı bir görsel yazdırmak için ribbon kullanmasını gerektiren bir termal transfer malzemesidir. Kritik öneme sahip varlıkların kullanıma, teste veya atılmalarına dek tanımlanabilir kalmalarını sağlayan, -80°C depolama ortamı için uygun, özel bir düşük sıcaklık yapışkanı içerir.



Güvenilir okunabilirlik

Etiket, 5095 yüksek performanslı reçine ribbonlarımız ile yazdırıldığında ve ultra düşük sıcaklıkta dondurucularda saklanan konteynerlere uygulandığında yazılar okunabilirliğini korur ve numune kimliğinin uzun süreler boyunca ve tekrarlanan incelemeler için görünürliğini sağlar.

Zebra Sertifikalı Sarf Malzemeleri ile Güvenli ve Kaliteli Yazdırma

Baskı sarf malzemeleri, yazıcı kafası ömründen operasyonel verimliliğe kadar birçok şeyi etkiler. İşte bu nedenle, tutarlı, optimum performans sağlamak üzere kendi termal baskı sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. Sürekli kaliteyi garanti etmek adına ISO 9001 sertifikalı, 23 noktalı bir kalite denetim süreci uyguluyoruz. Etiketlerinizi ne zaman sipariş ederseniz edin, aynı harika performansa güvenebilirsiniz.

Yapışkanlık özelliğini korumak üzere tasarlanmıştır

8000T UltraCool etiketi, -80°C'ye kadar düşük sıcaklıklara maruz kaldığında bile yapışkanlık özelliğini kaybetmemek üzere tasarlanmıştır; böylece, ultra düşük sıcaklıkta saklanması gereken etiketlendirilmiş öğeler, personel tarafından tanımlanabilme özelliğini yitirmez. Etiketlerin yerinde kalması, numune ve örnek işlemlerde masraflı tekrarlamalar ve potansiyel hataları önlemek için hayati öneme sahiptir.

8000T UltraCool etiketi sayesinde mikro organizmalar, serum, biyolojik bileşenler ve laboratuvar örneklerini ultra düşük sıcaklıktaki ortamlarda güvenilir bir şekilde tanımlayın.

Daha fazla bilgi için lütfen www.zebra.com/barcodesupplies adresini ziyaret edin.

Teknik Özellikler

Malzeme Oluşturma

Facestock	Parlak kaplamalı polipropilen 56 mikron
Yapışkan	Akrilik bazlı sabit yapışkan 22 mikron
Kaplama	Beyaz glasin kaplama 53 mikron
Toplam Kalınlık (+/- %10)	131 mikron
Ortam	Kapalı alanda kullanım, ultra düşük sıcaklıklarla uyumlu

Sıcaklık Performansı

Minimum Uygulama Sıcaklığı	-10 °C
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-80 °C ila 80 °C

Tavsiye Edilen Yazıcılar ve Ribbonlar

Yazıcılar	Orta aralıkta ve yüksek performanslı termal yazıcılar
Ribbonlar	5095 ile uyumludur

Yapışkan Gücü

Oluklu	Yok
Çelik	Yok
Polikarbonat	Yok
Polietilen	Yok

Kimyasala Dayanıklılık

Zayıf Kimyasallar	
Kan	Uygulamanızda test
Vücut Sıvısı	Uygulamanızda test
Tuzlu Su	Uygulamanızda test
Su	Uygulamanızda test
Cam Temizleyici	Uygulamanızda test
Orta Seviyede Kimyasallar	
Alkol	Uygulamanızda test
Amonyak	Uygulamanızda test
Çamaşır Suyu	Uygulamanızda test
IPA	Uygulamanızda test
Sert Kimyasallar	
Benzin	Tavsiye Edilmemektedir
Gres	Tavsiye Edilmemektedir
Aşırı Sert Kimyasallar	
Aseton	Tavsiye Edilmemektedir
IR Yeniden Akışı	Tavsiye Edilmemektedir
MEK	Tavsiye Edilmemektedir
TCE	Tavsiye Edilmemektedir
Ksilen	Tavsiye Edilmemektedir

Ürün Performansı ve Uygunluğu

Tavsiye edilen saklama koşulları	20 °C ve %50 RH'de saklandığında 1 yıl dayanır
----------------------------------	--

Uygulamada daha uzun kullanım ömrü	Kapalı alanda kullanım, 1 yıla kadar Açık alanda kullanım, 6 aya kadar
Örnek Parça Numarası	SAMPLE30739

Son Kullanımda Malzeme Testi

Bu belgede yer alan bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır ve özelliklerin ayarlanmasında kullanılması amaçlanmamıştır. Zebra ürünlerinin tüm alıcıları, ürünün benzersiz uygulamalarının tüm gereksinimlerine uygun olup olmadığını bağımsız olarak belirlemekten tek başına sorumlu olacaktır.

Garanti

Sarf malzemeleri, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfasını ziyaret edin:
www.zebra.com/warranty

Pazarlar ve Uygulamalar

Sağlık Sektörü

- Tıbbi laboratuvarlar ve numune etiketleme
- Donma-çözünme döngülerine maruz kalan örneklerin etiketlenmesi
- Soğuk sıcaklık uygulamaları. ULT (Ultra-Düşük Sıcaklıklı dondurucular), mikroorganizma etiketleme biyolojik ve mikroorganizma örneklerinde kullanım için



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com