



# Prise en charge optimale des patients sur les sites de soins alternatifs

Équipez les soignants de façon à dispenser des soins de qualité dans les tentes sanitaires et les hôpitaux de campagne temporaires.

Lorsque par suite d'un afflux de patients dû à l'épidémie, les établissements hospitaliers se retrouvent saturés, ils mettent en place des sites de soins alternatifs, comme les tentes d'urgence et les hôpitaux de campagne temporaires. Ces sites permettent d'augmenter le nombre de lits et d'alléger la pression qui pèse sur les services de soins intensifs et d'urgence des hôpitaux traditionnels. Ils n'assurent généralement que les services essentiels permettant de lutter contre la propagation de l'infection. Dans un environnement éprouvant et au rythme effréné, le risque d'erreur d'identification des patients et de traitement est grand. Malgré ces difficultés, les soignants peuvent continuer à dispenser des soins de qualité à condition d'être équipés des outils technologiques adaptés.

## Des soins de qualité et des taux d'infection réduits

Durcis et faciles à désinfecter, les terminaux et les imprimantes mobiles peuvent lire les codes-barres pour aider le personnel des sites de soins alternatifs à dispenser aux patients des soins de très haute qualité, tout en respectant les protocoles de contrôle des infections les plus rigoureux.

### Capture rapide et précise des données des patients

L'efficacité opérationnelle est d'une importance capitale sur ces sites de soins alternatifs. La lecture des bracelets à codes-barres des patients permet d'obtenir rapidement des données fiables pour poser un diagnostic et prescrire un traitement avec précision. Grâce aux scanners et aux terminaux mobiles portables, les soignants peuvent vérifier rapidement les informations des patients sans aucune saisie manuelle, pour accélérer les workflows, réduire le risque d'erreur et minimiser les contacts physiques avec des surfaces potentiellement contaminées.

### Amélioration de la sécurité des patients

En évitant plusieurs saisies de données, l'impression et la lecture des bracelets à codes-barres contribuent à réduire les erreurs d'identification des patients et d'administration de médicaments. Plus de 30 % des erreurs médicales se produisent lors de l'administration des médicaments<sup>1</sup>. L'administration de médicaments par codes-barres (norme BCMA), au chevet du patient, permet au personnel de vérifier les données cliniques vitales, d'améliorer la sécurité du patient et de réduire de l'ordre de 41 % les erreurs de prescription.<sup>2</sup>

### Meilleure efficacité des workflows

Compte tenu du nombre élevé de patients que reçoit un site de soins alternatif, les équipements et les consommables sont mis à rude épreuve. La durabilité est donc essentielle : stations de charge et batteries longue durée avec batterie remplaçable à chaud, résistance supérieure aux chutes, plastique facile à désinfecter et étiquettes de prélèvements et bracelets d'identification des patients particulièrement résistants. Des équipements fiables, disponibles 24/7, permettent d'assurer l'efficacité du workflow et de minimiser les coûts dus aux goulets d'étranglement et aux temps d'arrêt.

<sup>1</sup> « L'OMS inaugure une initiative mondiale pour réduire de moitié les erreurs médicamenteuses en 5 ans », communiqué de presse de l'Organisation Mondiale de la Santé, 29 mars 2017.

<sup>2</sup> « Effect of Bar-Code Technology on the Safety of Medication Administration », New England Journal of Medicine, 6 mai 2010.



## Solutions pour les sites de soins alternatifs

Les terminaux mobiles, scanners, bracelets à codes-barres et imprimantes d'étiquettes de Zebra, sans oublier les étiquettes de prélèvements, aident les sites de soins alternatifs à améliorer la sécurité, la précision et la rapidité.



### Terminaux mobiles portables

Les terminaux mobiles Zebra TC52-HC sont spécialement conçus pour le secteur de la santé. Très robustes, ils sont fabriqués dans un plastique facile à désinfecter et équipés de batteries longue durée, avec en option des stations de charge et des batteries remplaçables à chaud. Ils permettent un accès en temps réel aux informations des patients et une communication en continu sans dépendre d'une connexion Wi-Fi.



### Workforce Connect

Zebra a conçu sa solution Workforce Connect pour que les professionnels de santé puissent passer des appels vocaux et communiquer entre eux en mode talkie-walkie ou par messagerie texte sécurisée, à l'aide d'un seul appareil.



### Workforce Connect Push-to-Talk Pro

Connectez l'ensemble de vos équipes avec des services PTT robustes sur les réseaux cellulaires et Wi-Fi. Lors des échanges par talkie-walkie ou messagerie texte sécurisée, les messages texte sont toujours chiffrés de façon à garantir la confidentialité des données.



### Tablettes

Les tablettes professionnelles de Zebra permettent d'établir en temps réel une relation entre les données des patients, les équipes soignantes et les prestataires de services. Vous pouvez choisir le système d'exploitation, Android™ ou Windows®, et acheter en option des châssis durcis pour une meilleure résistance aux chutes. Avec les tablettes ET56, vous bénéficiez d'un écran très lumineux et de capacités exceptionnelles de lecture de codes-barres 1D/2D. Les tablettes L10 se déclinent en trois modèles pour mieux répondre aux besoins des équipes soignantes.



### Scanners

Les scanners médicaux DS8100-HC de Zebra permettent aux professionnels de santé de lire les données des codes-barres des prélèvements dès la première tentative, quels que soient le support et les conditions. Ils sont sans fil pour faciliter la mobilité, et fabriqués dans un plastique spécial facile à désinfecter pour limiter la propagation des infections.



Les scanners DS9908-HD de Zebra pour le secteur de la santé lisent les codes-barres comme les étiquettes RFID pour faciliter la mise en place d'une chaîne de surveillance de l'étiquetage des prélèvements.



### Bracelets à codes-barres des patients

Imprimable en mode thermique direct, le bracelet Z-Band® UltraSoft facilite l'identification positive des patients. Il est jusqu'à 4 fois plus résistant aux solutions hydro-alcooliques que son principal concurrent et l'un des bracelets thermiques les plus doux du marché.



### Imprimantes

Les imprimantes ZD510-HC de Zebra simplifient l'impression des bracelets à codes-barres des patients. Quant aux imprimantes de bureau ZD410-HC, elles impriment rapidement les étiquettes de prélèvements, aussi mouvementé que soit l'environnement. Elles ont recours à la technologie thermique pour transférer les données des patients sur les étiquettes, sans avoir à éliminer des rubans contenant des informations confidentielles. Elles sont fabriquées dans un plastique facile à désinfecter qui limite la propagation des infections et supporte les nettoyages répétés avec des détergents.



### Link-OS, système d'exploitation intelligent pour imprimantes

Link-OS est un système d'exploitation unique en son genre, destiné aux imprimantes professionnelles de Zebra. Doté de capacités de connectivité avancées, de gestion d'équipements étendue et de commandes avancées de confidentialité, il offre un niveau inégalé d'intelligence et d'innovation.



### Étiquettes de prélèvements à codes-barres

Les étiquettes de prélèvements à codes-barres de Zebra sont testées de façon à rester apposées sur les surfaces les plus problématiques (surface incurvée ou poches, par exemple), et sont conçues pour résister à des températures extrêmement chaudes ou froides. Avec les étiquettes de prélèvements de Zebra, optimisez l'identification des prélèvements, en automatisant la saisie des données et en minimisant les risques d'erreur. IQ Colour, PolyPro 4000D, Z-Perform 2000D (non disponible dans la région EMEA), Z-Select 2000D (uniquement disponible dans la région EMEA).



### Étiquettes de prélèvements RFID

Zebra propose des étiquettes de prélèvements RFID pré-testées, ainsi que des inlays thermiques et des puces haute performance. Choisissez parmi la plus grande sélection d'articles en stock prêts à être expédiés dans les 24 heures.

Pour en savoir plus sur les solutions de Zebra destinées aux sites de soins alternatifs, rendez-vous sur [www.zebra.com/healthcare](http://www.zebra.com/healthcare)



Siège social général et siège  
Amérique du Nord  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

Siège Amérique latine  
+1 786 245 3934  
la.contactme@zebra.com